

KERN 317-130-100

KERN

Étui en bois pour poids individuels (Bouton/compact, 5 kg)



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1+E2+F1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	5 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	106×106×178 mm
Matériau	hêtre
Étui - Plus petit poids possible	5 kg
Étui - Poids le plus élevé possible	5 kg

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	106×106×178 mm
Poids net	0,57 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,60 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d'expédition	0,58825 kg

Pictogrammes

STANDARD

