

KERN 317-130-600

KERN

Aluminiumgeschütztes Etui für Einzelgewichte (Knopf/Kompakt, 5 kg)



Piktogramme

STANDARD



1 DAY

Kategorie

| | |
|------------------|---------------------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Koffer & Etuis |
| Produktgruppe | Aluminiumgeschütztes Etui |

Messsystem

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Etui passend für OIML-Klassen | E1 - M3 |
| Etui passend für Gewichtsnennwerte | 5 kg |
| Geeignete Bauform für Etui | Knopf/Kompakt |

Bauform

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 145×140×182 mm |
| Material | Aluminium |
| Etui - Kleinstes mögliches Gewicht | 5 kg |
| Etui - Größtes mögliches Gewicht | 5 kg |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 145×140×182 mm |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,2 kg |
| Bruttogewicht ca. | 1,2 kg |
| Versandgewicht | 1,1 kg |