

# KERN 317-14

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 10 kg, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-344

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×100×185 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-140-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-140-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-140-100

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	317

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	1250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	15,625
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7810
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8210
Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	16 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	100×185 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-344
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-344