

KERN 317-15

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 20 kg, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-345

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H) 129×129×227 mm
Versandart Paketdienst
Nettogewicht ca. 20 kg
Bruttogewicht ca. 20 kg
Versandgewicht 20 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 317-150-600
Etui - Holz Artikelnummer 317-150-100

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke KERN
Produktkategorie Einzelgewicht
Produktgruppe OIML E2
Produktfamilie 317

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich ✓
Prüfgewicht - Volumen (cm³) 2500
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm³) 31,25
Prüfgewicht - Dichte (kg/m³) 7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m³) 140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML) 7810
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML) 8210
Prüfgewicht - Nennwert 20 kg
OIML-konform ✓
Gewicht OIML-Klasse E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) 30 mg

Bauform

Bauform Gewicht Knopf
Abmessungen (Ø×H) 129×227 mm
Material Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) 952-345
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-345