

# KERN 317-150-100

**KERN**

Étui en bois pour poids individuels (Bouton/compact, 20 kg)



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui en bois

## Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1+E2+F1
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	20 kg
Forme de poids appropriée pour l'étui	Bouton/compact

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	200×200×315 mm
Matériau	hêtre
Étui - Plus petit poids possible	20 kg
Étui - Poids le plus élevé possible	20 kg

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	200×200×315 mm
Poids net	4,6 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	4,6 kg
Poids brut env.	4,6 kg
Poids d'expédition	4,6 kg

## Pictogrammes

### STANDARD

