

KERN 317-150-100

KERN

Estojo de madeira para pesos individuais (Botão/compacto, 20 kg)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Malas & Estojos
Grupo de produto	Estojo de madeira

Sistema de medição

Estojo adequado para as aulas da OIML	E1+E2+F1
Estojo adequado para valores de peso nominal	20 kg
Desenho de peso adequado para a caixa	Botão/compacto

Desenho

Dimensões (L×P×A)	200×200×315 mm
Material	faia
Estojo - Peso mais pequeno possível	20 kg
Estojo - Maior peso possível	20 kg

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	200×200×315 mm
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	4,6 kg
Peso bruto aprox.	4,6 kg
Peso de envio	4,6 kg

Pictogramas

STANDARD

