

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 317-160-100

Cofanetto in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 50 kg)

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CARATTERISTICHE

- Adatta per pesi individuali KERN 307, 316, 317, 326, 327, 329

PITTOGRAMMI

Di serie



ACCESSORI

Modello	Descrizione
970-104	Estensione della garanzia (+2 anni) 970-104

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno