

KERN 318-22

KERN

Conjunto de pesos de miligramas, E2, 1 mg - 500 mg, Plateleta, aço inox polido (OIML), em caixa plástica



Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg

Casos opcionais

Estojo - plástico Número do artigo 328-222-420

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	318

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 500 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Dimensões (L×P×A)	136×53×22 mm
Forma de construção peso	Plateleta
Material	aço inox polido (OIML)
Número de pesos	13
Estojo do conjunto de pesos	em caixa plástica

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-350
Número do artigo para calibração DAkkS	962-350
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-350

Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	130×60×22 mm
Peso líquido	0,09 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg