

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 318-226

Juego de pesas de miligramos, E2, 1 mg - 500 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



PICTOGRAMAS

Estándar

Opción

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
315-247	Pinzas 315-247 (acero inoxidable, plástico 136 mm)

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-701	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-701
921-350	Divergencia positiva garantizada (> +1/3 OIML) KERN 921-350
962-350	Certificado de calibración DAkkS 962-350
962-350R	Recalibración DAkkS 962-350R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables