

KERN 318-226

KERN

Juego de pesas de miligramos, E2, 1 mg - 500 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML), en un estuche de aluminio



Peso neto	0,31 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,35 kg
Peso bruto aprox.	0,40 kg
Peso de envío	0,39 kg

Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo	313-010-600
------------------------------------	-------------

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	318

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 500 mg
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	E2

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	165×158×37 mm
Forma constructiva pesa	Plaqueta
Material	acero inoxidable pulido (OIML)
Número de pesos	13
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio

Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-350
Número de artículo para calibración DAkkS	962-350
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-350

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	165×158×37 mm