

# KERN 318-226

**KERN**

Conjunto de pesos de miligramas, E2, 1 mg - 500 mg, Plateleta, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



Peso bruto aprox.	0,40 kg
Peso de envio	0,39 kg

## Casos opcionais

Estojo - alumínio Número do artigo 313-010-600

## Pictogramas

## STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	318

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 500 mg
OIML-conforme	✓
Peso de teste OIML classe	E2

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	165×158×37 mm
Forma de construção peso	Plateleta
Material	aço inox polido (OIML)
Número de pesos	13
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio

## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-350
Número do artigo para calibração DAkkS	962-350
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-350

## Embalagem e expedição

Prazos de fornecimento	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	165×158×37 mm
Peso líquido	0,31 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,35 kg