

# KERN 318-272

**KERN**

Chiffon en microfibre pour nettoyer les poids



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Accessoires pour poids de contrôle
Groupe de produit	Lingette de nettoyage
Famille de produits	318

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	380×380×1 mm
Poids net	0,03 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

## Pictogrammes