

KERN 323-026

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



| | |
|-------------------|---------|
| Nettogewicht ca. | 0,65 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,80 kg |
| Versandgewicht | 0,8 kg |

Optionale Etuis

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Etui - Aluminium Artikelnummer | 313-020-600 |
|--------------------------------|-------------|

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|--------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe | OIML F1 |
| Produktfamilie | 323 |

Messsystem

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Konformitätsbewertung möglich | ✓ |
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 mg - 50 g |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | F1 |

Bauform

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 165×120×75 mm |
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Material | Edelstahl poliert |
| Etui des Gewichtssatzes | im Aluminiumetui |

Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 952-401 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-401 |
| Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung | 921-401 |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 165×120×75 mm |
| Nettogewicht | 0,63 kg |
| Versandart | Paketdienst |