

KERN 323-026

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 50 g
Gewicht OIML-Klasse	F1
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	165×120×75 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-401
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-401

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×120×75 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	313-020-600
--------------------------------	-------------

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761223820
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

