

# KERN 323-026

# KERN

Juego de pesas, F1, 1 mg - 50 g, Botón, acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio



Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,65 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envío	0,8 kg

## Casos opcionales

Caso - Aluminio Número de artículo	313-020-600
------------------------------------	-------------

## Pictogramas

## STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F1
Familia de productos	323

## Sistema de medición

Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - valor nominal	1 mg - 50 g
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F1

## Diseño

Dimensiones (A×P×A)	165×120×75 mm
Forma constructiva pesa	Botón
Material	acero inoxidable pulido
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio

## Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-401
Número de artículo para calibración DAkkS	962-401
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-401

## Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	165×120×75 mm