

# KERN 323-026

**KERN**

Jeu de poids, F1, 1 mg - 50 g, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium



Poids net env. 0,65 kg

Poids brut env. 0,80 kg

Poids d'expédition 0,8 kg

## Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 313-020-600

## Pictogrammes

### STANDARD



## Catégorie

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Marque                | KERN         |
| Catégorie de produits | Jeu de poids |
| Groupe de produit     | OIML F1      |
| Famille de produits   | 323          |

## Système de mesure

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Évaluation de la conformité possible | ✓           |
| Poids de contrôle - valeur nominale  | 1 mg - 50 g |
| OIML-conforme                        | ✓           |
| Poids de contrôle OIML classe        | F1          |

## Forme de construction

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Dimensions (L×P×H)   | 165×120×75 mm                |
| Forme poids          | Bouton                       |
| Matériau             | inox poli                    |
| Étui du jeu de poids | dans un boîtier en aluminium |

## Services

|   |         |
|---|---------|
| Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion) | 952-401 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS              | 962-401 |
| Numéro d'article pour écart positif garanti         | 921-401 |

## Emballage & expédition

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Délais de livraison          | 1 d              |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 165×120×75 mm    |
| Mode de livraison            | Service de colis |