

Productbrochure

07.08.2026

KERN 323-03

Gewichtenset, F1, 1 mg - 100 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist


NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-030-100	Houten gewichtsetui 313-030-100 (voor nominale waarden 1 mg - 100 g voor klassen E1+E2 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-703	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-703
921-402	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-402
962-402	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-402
962-402R	DAkKS-rekalibratie 962-402R

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen