

KERN 323-03

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Nettogewicht ca.	0,90 kg
Bruttogewicht ca.	0,90 kg
Versandgewicht	0,88 kg

Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer	313-030-100
---------------------------	-------------

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	152×152×66 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	21
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-402
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-402
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-402

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	0,88 kg
Versandart	Paketdienst