

KERN 323-03

KERN

Jeu de poids, F1, 1 mg - 100 g, Bouton, inox poli, dans une caisse en bois



Poids d'expédition 0,88 kg

Étuis optionnels

Étui - bois Numéro d'article 313-030-100

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	323

Système de mesure

Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 100 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	F1

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	152×152×66 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Nombre de poids	21
Étui du jeu de poids	dans une caisse en bois

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-402
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-402
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-402

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	152×152×66 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,90 kg
Poids brut env.	0,90 kg