

Brochure del prodotto

08.08.2026

# KERN 323-036

Kit di pesi, F1, 1 mg - 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio


ITALIANO



## CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



## CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

## PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



## ACCESSORI

| Modello     | Descrizione                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-030-600 | Astuccio per peso in alluminio 313-030-600 (per valori nominali 1 mg - 100 g   per classi E1 - M1   per formato Bottone/compact) |

## SERVIZI

| Modello  | Descrizione                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 920-703  | Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-703 |
| 921-402  | Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-402 |
| 962-402  | Certificato di calibrazione DAkkS 962-402                 |
| 962-402R | Ricalibrazione DAkkS 962-402R                             |

## Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi