

KERN 323-036

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Nettogewicht ca.	0,75 kg
Bruttogewicht ca.	0,90 kg
Versandgewicht	0,9 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	313-030-600
--------------------------------	-------------

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	165×125×75 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-402
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-402
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-402

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×125×75 mm
Nettogewicht	0,73 kg
Versandart	Paketdienst