

KERN 323-036

KERN

Juego de pesas, F1, 1 mg - 100 g, Botón, acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio



Casos opcionales

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Caso - Aluminio Número de artículo | 313-030-600 |
|------------------------------------|-------------|

Información sobre el producto

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| GTIN/Número EAN | 4045761223813 |
| Número de mercancía | 84239090 |
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | OIML F1 |
| Familia de productos | 323 |

Sistema de medición

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Peso de control - valor nominal | 1 mg - 100 g |
| Peso de control OIML clase | F1 |
| OIML-conforme | ✓ |

Diseño

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Dimensiones (A×P×A) | 165×125×75 mm |
| Forma constructiva pesa | Botón |
| Material | acero inoxidable pulido |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de aluminio |

Servicios

| | |
|--|---------|
| Número de artículo para calibración DAKKS | 962-402 |
| Número de artículo para divergencia positiva garantizada | 921-402 |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 165×125×75 mm |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,75 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,90 kg |
| Peso de envío | 0,9 kg |