

# KERN 323-036

# KERN

Jeu de poids, F1, 1 mg - 100 g, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium



Poids net env. 0,75 kg

Poids brut env. 0,90 kg

Poids d'expédition 0,9 kg

## Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium 313-030-600

## Pictogrammes

## STANDARD



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	323

## Système de mesure

Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 100 g
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	F1

## Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	165×125×75 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

## Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-402
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-402
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-402

## Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	165×125×75 mm
Mode de livraison	Service de colis