

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 323-04

Kit di pesi, F1, 1 mg - 200 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-040-100	Astuccio per peso in legno 313-040-100 (per valori nominali 1 mg - 200 g per classi E1+E2 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-704	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-704
921-403	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-403
962-403	Certificato di calibrazione DAkkS 962-403
962-403R	Ricalibrazione DAkkS 962-403R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi