

KERN 323-04

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	1,4 kg
Versandgewicht	1,29 kg

Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer	313-040-100
---------------------------	-------------

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	152×152×66 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	23
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-403
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-403
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-403

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	1,29 kg
Versandart	Paketdienst