

KERN 323-044

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer



Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 313-052-400

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761080737

Warennummer (Zolltarifnummer) 84239090

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 200 g
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	23
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-403
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-403

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Bruttogewicht ca.	0,95 kg
Versandgewicht	0,94 kg