

# KERN 323-046

**KERN**

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Nettogewicht ca.	1,00 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	313-040-600
--------------------------------	-------------

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	190×130×80 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-403
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-403
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-403

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×130×80 mm
Nettogewicht	0,98 kg
Versandart	Paketdienst