

# KERN 323-046

**KERN**

Jeu de poids, F1, 1 mg - 200 g, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Mode de livraison  | Service de colis |
| Poids net env.     | 1,00 kg          |
| Poids brut env.    | 1,2 kg           |
| Poids d'expédition | 1,1 kg           |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Étuis optionnels           |             |
| Étui - Référence aluminium | 313-040-600 |

## Pictogrammes

## STANDARD



## Catégorie

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Marque                | KERN         |
| Catégorie de produits | Jeu de poids |
| Groupe de produit     | OIML F1      |
| Famille de produits   | 323          |

## Système de mesure

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Évaluation de la conformité possible | ✓            |
| Poids de contrôle - valeur nominale  | 1 mg - 200 g |
| OIML-conforme                        | ✓            |
| Poids de contrôle OIML classe        | F1           |

## Forme de construction

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Dimensions (L×P×H)   | 190×130×80 mm                |
| Forme poids          | Bouton                       |
| Matériau             | inox poli                    |
| Étui du jeu de poids | dans un boîtier en aluminium |

## Services

|   |         |
|---|---------|
| Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion) | 952-403 |
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS              | 962-403 |
| Numéro d'article pour écart positif garanti         | 921-403 |

## Emballage & expédition

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Délais de livraison          | 1 d           |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 190×130×80 mm |
| Poids net                    | 0,98 kg       |