

Brochure del prodotto

07.08.2026

KERN 323-05

Kit di pesi, F1, 1 mg - 500 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno


ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-050-100	Astuccio per peso in legno 313-050-100 (per valori nominali 1 mg - 500 g per classi E1+E2+F1 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-705	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-705
921-404	Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-404
962-404	Certificato di calibrazione DAkkS 962-404
962-404R	Ricalibrazione DAkkS 962-404R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi