

KERN 323-054

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 500 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer



Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 313-052-400

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761080720

Warennummer (Zolltarifnummer) 84239090

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 500 g
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	24
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-404
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-404

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Bruttogewicht ca.	1,6 kg
Versandgewicht	1,44 kg