

Brochure produit

07.08.2026

KERN 323-06

Jeu de poids, F1, 1 mg - 1 kg, Bouton, inox poli, dans une caisse en bois


FRANÇAIS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

PICTOGRAMMES

De série

Option



ACCESSOIRES

Modèle	Description
313-060-100	Étui de poids en bois 313-060-100 (pour les valeurs nominales 1 mg - 1 kg pour les classes E1+E2+F1 pour la forme de poids Bouton/compact)

SERVICES

Modèle	Description
920-706	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-706,
921-405	Écart positif garanti (> +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-405
962-405	Certificat d'étalonnage DAkKS 962-405
962-405R	Réétalonnage DAkKS 962-405R

Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables