

Productbrochure

07.08.2026

KERN 323-06

Gewichtenset, F1, 1 mg - 1 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist

NEDERLANDS



CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- De milligramgewichtjes in deze gewichtenset (denominatie 1 mg - 500 mg) zitten in een apart plastic doosje

PICTOGRAMMEN

Standaard

Optie



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
313-060-100	Houten gewichtsetui 313-060-100 (voor nominale waarden 1 mg - 1 kg voor klassen E1+E2+F1 voor bouwvorm Knopvormig/compactvormig)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
920-706	Markering (Laatste cijfers van het serienummer) KERN 920-706
921-405	Gegarandeerde plus-afwijking (> +1/3 OIML) KERN 921-405
962-405	DAkKS Kalibratiecertificaat 962-405
962-405R	DAkKS-rekalibratie 962-405R

NEDERLANDS

KERN Overzicht pictogrammen



Pakketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag



Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen