

KERN 323-064

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 1 kg
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	350×320×180 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	25
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-405
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-405

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,8 kg
Versandgewicht	4 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	313-082-400
---------------------------------	-------------

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761080713
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

