

# KERN 323-066

# KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert (OIML), im Aluminiumetui



Artikelnummer für garantierte Plus-  
Abweichung 921-405

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Marke            | KERN         |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe    | OIML F1      |
| Produktfamilie   | 323          |

## Messsystem

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Konformitätsbewertung möglich | ✓           |
| Prüfgewicht - Nennwert        | 1 mg - 1 kg |
| OIML-konform                  | ✓           |
| Gewicht OIML-Klasse           | F1          |

## Bauform

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Bauform Gewicht         | Knopf                    |
| Etui des Gewichtssatzes | im Aluminiumetui         |
| Material                | Edelstahl poliert (OIML) |

## Verpackung & Versand

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                        | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung<br>(B×T×H) | 230×140×110 mm |
| Nettogewicht                      | 2,78 kg        |
| Versandart                        | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.                  | 2,8 kg         |
| Bruttogewicht ca.                 | 3,6 kg         |
| Versandgewicht                    | 3,5 kg         |

## Dienstleistungen

|  |         |
|--|---------|
| Artikelnummer für<br>Konformitätsbewertung (Eichung) | 952-405 |
| Artikelnummer für DAkkS-<br>Kalibrierung             | 962-405 |