

KERN 323-066

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 313-060-600

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761223783

Warennummer (Zolltarifnummer) 84239090

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 1 kg
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	230×140×110 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-405
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-405

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×140×110 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Bruttogewicht ca.	3,6 kg
Versandgewicht	3,5 kg