

KERN 323-066

KERN

Jeu de poids, F1, 1 mg - 1 kg, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium



Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	3,6 kg
Poids d'expédition	3,5 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	313-060-600
----------------------------	-------------

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	323

Système de mesure

Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 1 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	F1

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	230×140×110 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-405
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-405
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-405

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×140×110 mm
Poids net	2,78 kg