

KERN 323-076

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 313-070-600

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761223776

Warennummer (Zolltarifnummer) 84239090

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 2 kg
Gewicht OIML-Klasse	F1
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	278×180×138 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-406
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-406

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	278×180×138 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	5,55 kg