

KERN 323-076

KERN

Jeu de poids, F1, 1 mg - 2 kg, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium



Poids net env.	6 kg
Poids brut env.	6 kg
Poids d'expédition	5,55 kg

Étuis optionnels

Étui - Référence aluminium	313-070-600
----------------------------	-------------

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F1
Famille de produits	323

Système de mesure

Évaluation de la conformité possible	✓
Poids de contrôle - valeur nominale	1 mg - 2 kg
OIML-conforme	✓
Poids de contrôle OIML classe	F1

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	278×180×138 mm
Forme poids	Bouton
Matériau	inox poli
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-406
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-406
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-406

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	278×180×138 mm
Mode de livraison	Service de colis