

KERN 323-076

KERN

Gewichtenset, F1, 1 mg - 2 kg, Knop, roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



Verzendgewicht 5,55 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 313-070-600

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	323

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 2 kg
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	278×180×138 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-406
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-406
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-406

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg