

# KERN 323-08

**KERN**

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



## Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 313-080-100

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761004313

Warennummer (Zolltarifnummer) 84239090

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 5 kg
Gewicht OIML-Klasse	F1
OIML-konform	✓

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	420×200×200 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	28
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-407
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-407

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	420×200×200 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	18 kg
Bruttogewicht ca.	18 kg
Versandgewicht	17,81 kg