

Brochure del prodotto

08.08.2026

KERN 323-086

Kit di pesi, F1, 1 mg - 5 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio

ITALIANO



CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CARATTERISTICHE

- I pesi in milligrammi contenuti in questo set di pesi (composizione 1 mg - 500 mg) sono contenuti in un astuccio di plastica separato

PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

Modello	Descrizione
313-080-600	Astuccio per peso in alluminio 313-080-600 (per valori nominali 1 mg - 5 kg per classi E1 - M1 per formato Bottone/compact)

SERVIZI

Modello	Descrizione
920-708	Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-708
921-407	Scostamento positivo garantito ($> +1/3$ OIML) KERN 921-407
962-407	Certificato di calibrazione DAkkS 962-407
962-407R	Ricalibrazione DAkkS 962-407R

Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi