

KERN 323-086

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Nettogewicht ca. 13 kg

Bruttogewicht ca. 18 kg

Versandgewicht 18 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 313-080-600

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	460×260×200 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-407
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-407
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-407

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	460×260×200 mm
Nettogewicht	12,68 kg
Versandart	Paketdienst