

Folleto del producto

08.08.2026

KERN 323-096

Juego de pesas, F1, 1 mg - 10 kg, Botón, acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio

ESPAÑOL



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Las pesas en miligramos contenidas en este juego de pesas (composición 1 mg - 500 mg) están en un estuche de plástico aparte

PICTOGRAMAS

Estándar Opción



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
921-408	Divergencia positiva garantizada ($> +1/3$ OIML) KERN 921-408
970-112	Extensión de la garantía (+2 años) 970-112

SERVICIOS

Modelo	Descripción
920-709	Marcado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-709
921-408	Divergencia positiva garantizada ($> +1/3$ OIML) KERN 921-408
962-408	Certificado de calibración DAkkS 962-408
962-408R	Recalibración DAkkS 962-408R

Resumen de pictogramas de KERN



Entrega de paquetes por servicio de mensajería: el plazo de entrega interno del producto es de un día



Calibración acreditada (DKD): La duración de la calibración acreditada es de 3 días laborables