

Brochure produit

08.08.2026

# KERN 323-096

Jeu de poids, F1, 1 mg - 10 kg, Bouton, inox poli, dans un boîtier en aluminium

FRANÇAIS



## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



## CARACTÉRISTIQUES

- Les poids en milligrammes contenus dans ce jeu de poids (composition 1 mg - 500 mg) se trouvent dans un étui en plastique séparé

## PICTOGRAMMES

De série

Option



## ACCESSOIRES

| Modèle  | Description                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 921-408 | Écart positif garanti ( $> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-408 |
| 970-112 | Extension de garantie (+2 ans) 970-112                               |

## SERVICES

| Modèle   | Description                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 920-709  | Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-709,        |
| 921-408  | Écart positif garanti ( $> +1/3$ OIML) poids individuel KERN 921-408 |
| 962-408  | Certificat d'étalonnage DAkkS 962-408                                |
| 962-408R | Réétalonnage DAkkS 962-408R                                          |

## Aperçu des pictogrammes KERN



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Étalonnage accrédité (DKD) : la durée de l'étalonnage accrédité est de 3 jours ouvrables