

Brochura do produto

08.08.2026

KERN 323-096

Conjunto de pesos, F1, 1 mg - 10 kg, Botão, aço inox polido, em caixa de alumínio


PORTUGUÊS



CONTACTO

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



CARACTERÍSTICAS

- Os pesos em miligramas contidos neste conjunto de pesos (denominação 1 mg - 500 mg) encontram-se numa caixa de plástico separada

PICTOGRAMAS

De série

Opção



ACESSÓRIOS

Modelo	Descrição
921-408	Desvio Plus garantido (> +1/3 OIML) KERN 921-408
970-112	Extensão da garantia (+2 anos) 970-112

SERVIÇOS

Modelo	Descrição
920-709	Marcação (últimos dígitos do número de série) KERN 920-709
921-408	Desvio Plus garantido (> +1/3 OIML) KERN 921-408
962-408	Certificado de calibração DAkkS 962-408
962-408R	Recalibração DAkkS 962-408R

Visão geral dos pictogramas da KERN



Entrega de encomendas por serviço de correio expresso: o prazo de disponibilização interna do produto é de um dia



Calibração acreditada (DKD): A duração da calibração acreditada é de 3 dias úteis