

KERN 323-096

KERN

Kit di pesi, F1, 1 mg - 10 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



Numero di articolo per calibrazione
DAkKS 962-408

Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-408

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML F1
Famiglia di prodotti	323

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 10 kg
OIML-conforme	✓
Peso di calibrazione OIML classe	F1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (L×P×A)	610×260×235 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	610×260×235 mm
Peso netto	23,98 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	24 kg
Peso lordo ca.	28 kg
Peso di spedizione	28 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-408
--	---------