

KERN 324-024

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 g - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 50 g
Gewicht OIML-Klasse	F1
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	8
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-415
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-415

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg

Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,8 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	313-052-400
---------------------------------	-------------

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761080966
Warennummer (Zolltarifnummer)	84239090
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

