

Brochure del prodotto

07.08.2026

# KERN 324-03

Kit di pesi, F1, 1 g - 100 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato, in una cassa di legno

ITALIANO



## CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

+49 7433 9933-0  
info@kern-sohn.com  
www.kern-sohn.com



PITTOGRAMMI

Di serie

Opzione



ACCESSORI

| Modello     | Descrizione                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-030-100 | Astuccio per peso in legno 313-030-100 (per valori nominali 1 mg - 100 g   per classi E1+E2   per formato Bottone/compact) |

SERVIZI

| Modello  | Descrizione                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 920-711  | Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-711 |
| 921-416  | Scostamento positivo garantito (> +1/3 OIML) KERN 921-416 |
| 962-416  | Certificato di calibrazione DAkkS 962-416                 |
| 962-416R | Ricalibrazione DAkkS 962-416R                             |

## Panoramica dei pittogrammi KERN



Consegna pacchi tramite corriere: il tempo di preparazione interna del prodotto è di un giorno



Taratura accreditata (DKD): la durata della taratura accreditata è di 3 giorni lavorativi