

KERN 324-03

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 g - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Nettogewicht ca. 0,90 kg

Bruttogewicht ca. 0,90 kg

Versandgewicht 0,9 kg

Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 313-030-100

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	152×152×66 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	9
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-416
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-416
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-416

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	152×152×66 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Versandart	Paketdienst