

KERN 324-03

KERN

Gewichtenset, F1, 1 g - 100 g, Knop, roestvrij staal gepolijst, in een houten kist



Verzendgewicht 0,9 kg

Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 313-030-100

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	324

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F1

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	roestvrij staal gepolijst
Aantal gewichten	9
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-416
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-416
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-416

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	152×152×66 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg